

Butée cotyloïdienne



Instruction : Arthroplastie de la hanche



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cotyle

- Butée cotyloïdienne implantée pour réduire le risque de luxation de hanche
- Polyéthylène PEHD ISO 5834/1 et 2 (pressé -tourné 10.50)
- Adaptable au cotyle Charnley
- Fixation à l'aide de 4 vis de diamètre 3.5 et 4.5

NB : Il existe une gamme de :

- 3 butées pour têtes Ø22mm,
- 2 butées pour têtes Ø28mm.



Butée cotyloïdienne



Instruction : Arthroplastie de la hanche

REFERENCES

Butée pour tête Ø22

Référence	Taille	Ø externe	Ø vis
HA10/2A/221	1	42 mm	3.5
HA10/2A/222	2	48 mm	4.5
HA10/2A/223	3	54 mm	4.5

Stérilisation: rayonnement Gamma 25 kGy (non restérilisable)

Butée pour tête 28 mm

Référence	Taille	Ø externe	Ø vis
HA10/2A/281	1	48 mm	3.5
HA10/2A/282	2	54 mm	4.5

Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy (non restérilisable)