

Plaque cervicale antérieure



Indication :
Arthrodèse cervicale

L'implant

La plaque cervicale est préformée, malléable et existe avec ou sans picot. Elle s'adapte aux différents profils des corps vertébraux et permet de meilleures images par scanner et IRM.

- Titane TA₆V₄ELI
- Epaisseur 3,5 mm
- De 4 à 10 trous et de 20 mm à 62 mm
- Le picot à chaque extrémité permet le positionnement sur les corps vertébraux ainsi qu'un contrôle radiologique per-opératoire, avant fixation.
- L'articulation tête/vis/plaque autorise une angulation.
- La fixation se fait par une vis autotaraudeuse en titane de diamètre 4 mm.

Plaque cervicale antérieure



Indication :
Arthrodèse cervicale

REFERENCES

Plaque cervicale avec picots

| Référence | Trous | Longueur | Epaisseur |
|-------------|-------|----------|-----------|
| M 82 4T 20 | 4 | 20 mm | 3,5 mm |
| M 82 4T 25 | 4 | 25 mm | 3,5 mm |
| M 82 4T 30 | 4 | 30 mm | 3,5 mm |
| M 82 4T 35 | 4 | 35 mm | 3,5 mm |
| M 82 6T 42 | 6 | 42 mm | 3,5 mm |
| M 82 8T 52 | 8 | 52 mm | 3,5 mm |
| M 82 10T 62 | 10 | 62 mm | 3,5 mm |

Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy



Plaque cervicale sans picots

| Référence | Trous | Longueur | Epaisseur |
|-------------|-------|----------|-----------|
| M 83 4T 20 | 4 | 20 mm | 3,5 mm |
| M 83 4T 25 | 4 | 25 mm | 3,5 mm |
| M 83 4T 30 | 4 | 30 mm | 3,5 mm |
| M 83 4T 35 | 4 | 35 mm | 3,5 mm |
| M 83 6T 42 | 6 | 42 mm | 3,5 mm |
| M 83 8T 52 | 8 | 52 mm | 3,5 mm |
| M 83 10T 62 | 10 | 62 mm | 3,5 mm |

Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy



Vis autotaraudeuse Ø 4,0 mm

| Référence | Longueur |
|-----------|----------------------|
| M 84 4 08 | 08 mm (sur commande) |
| M 84 4 10 | 10 mm (sur commande) |
| M 84 4 12 | 12 mm (sur commande) |
| M 84 4 14 | 14 mm |
| M 84 4 16 | 16 mm |
| M 84 4 18 | 18 mm |
| M 84 4 20 | 20 mm |
| M 84 4 22 | 22 mm (sur commande) |

Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy

